

# ARNOMED Mundschutz Typ IIR

## OP-Mundschutz mit Gummiband

### Surgical Face Mask With Elastic Band

#### Produktbeschreibung

##### Product Description

OP-Mundschutz aus Polypropylen-Vlies, mit elastischen Gummiband-Ohrschlaufen, biegsamer Nasenbügel, glasfaserfrei, latexfrei sowie weicher und bequemer Tragekomfort.

*Surgical Face Mask made of polypropylene non-woven, with elastic rubber band ear loops, flexible nose clip, fiberglass-free, latex-free and soft and comfortable to wear.*

#### Bemerkungen

##### Remarks

Geeignet für den Einsatz im medizinischen Bereich und schützt vor der Übertragung von Mikroorganismen und Flüssigkeiten.

*Suitable for use in the medical field and protects against the transmission of microorganisms and liquids.*

#### Ausführungen

##### Variations



Artikelbezeichnung Article Description	Anzahl Lagen Number of Layers	Farbe Colours	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/VE Boxes/PU
Mundschutz Typ IIR Face Mask	3-lagig 3-ply	Blau blue	50 Stück 50 pcs	402-BL	40 Boxen 40 boxes
Mundschutz Typ IIR Face Mask	3-lagig 3-ply	Apfelgrün apple green	50 Stück 50 pcs	402-AG	40 Boxen 40 boxes
Mundschutz Typ IIR Face Mask	3-lagig 3-ply	Pink pink	50 Stück 50 pcs	402-PI	40 Boxen 40 boxes
Mundschutz Typ IIR Face Mask	4-lagig 4-ply	Schwarz black	50 Stück 50 pcs	402-BK	40 Boxen 40 boxes

#### Qualitätssicherung

##### Quality Management

EN 14683:2019 Typ IIR

*EN 14683:2019 Type IIR*

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

*CE Marking on each packaging level*

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse 1

*CE classification: Regulation 2017/745 Class 1*

Bakterielle Filtrationsleistung (BFE)  $\geq$  98%

*Bacterial Filtration Efficiency (BFE)  $\geq$  98%*

**Physikalische Eigenschaften**  
*Physical Parameters*

Maße: 17,5 x 9,5 cm  
*Dimensions: 17,5 x 9,5 cm*

**Gebrauchsanweisung**  
*Instructions For Use*

Für den optimalen Schutz empfehlen wir folgende Anwendung bei dem ARNOMED OP-Mundschutz:

1. Nehmen Sie eine **ARNOMED OP-Maske an der Außenfläche aus der Verpackung** und spannen Sie sie auf.
2. **Legen Sie die weichen Ohrschlaufen nacheinander bequem um Ihre Ohren**, während Sie darauf achten, die Außenseite des Mundschutzes von sich weggedreht zu halten.
3. **Biegen Sie den Nasenbügel so**, dass er **eng auf Ihrem Nasenrücken sitzt** und sich gleichzeitig angenehm Ihrer Gesichtsform anschmiegt.
4. **Halten Sie abschließend den Nasenbügel fest und ziehen das untere Ende der Maske unter Ihr Kinn**, um so den Bereich von Ihrem Kinn bis zu Ihrer Nase vollständig zu bedecken.

*For optimal protection, we recommend the following application for the ARNOMED surgical face mask:*

1. *Take an ARNOMED surgical mask out of the packaging by the outer surface and stretch it open.*
2. *Place the soft ear loops comfortably around your ears, one after the other, while taking care to keep the outside of the face mask turned away from you.*
3. *Bend the nose clip so that it sits tight on the bridge of your nose while comfortably hugging the shape of your face.*
4. *Finally, hold the nose clip and pull the lower end of the mask under your chin to completely cover the area from your chin to your nose.*

**Weitere Anwendungshinweise**  
*Further Instructions For Use*

- Achten Sie darauf, dass der Mundschutz Ihren Mund und Ihre Nase **vollständig** bedeckt.
- Passen Sie die OP-Maske **eng an Ihre Gesichtskontur** an. Die Maske sollte allerdings trotzdem noch angenehm sitzen und nicht schmerzen.
- Stellen Sie beim Aufsetzen der Maske sicher, dass Sie noch **genügend Platz für ein problemloses Atmen** haben.
- **Berühren Sie** vor und während dem Tragen des Mundschutzes **nicht die Innenseiten**, um die OP-Maske nicht zu kontaminieren.
- Ist Ihre Maske aufgrund einer langen oder anstrengenden Tragedauer **durchfeuchtet**, sollten Sie sie abnehmen und **wechseln**.

*For optimal protection, we recommend the following application for the ARNOMED surgical face mask:*

- *Make sure that the face mask completely covers your mouth and nose.*
- *Fit the surgical mask closely to the contours of your face. However, the mask should still fit comfortably and not hurt.*
- *When you put on the mask, make sure that you still have enough room to breathe easily.*
- *Do not touch the inside of the mask before and while wearing it so as not to contaminate the surgical mask.*
- *If your mask is soaked due to long or strenuous wear, you should remove and change it.*

**Letzte Änderungen**  
*Last Changes*

21.12.2022