


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® AS

Absauganlagen-Desinfektion

- Konzentrat zur Desinfektion von dentalen Absauganlagen
- Wirkt bakterizid, fungizid und tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV) und Vaccinia-Viren)
- Geprüft nach EN 13624/EN 13727
- Zur Instrumentendesinfektion
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Angenehmer Geruch, keine schädlichen Emissionen
- Schaumfrei
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Wirtschaftlich aufgrund geringer Anwendungskonzentrationen



Anwendung: Konzentrat zur effektiven Desinfektion von dentalen Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.

Ausführungen: MyClean® AS – Absauganlagen-Desinfektion

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Absauganlagen-Desinfektion	Neutral / neutral	5 Liter / 5 litres	79637	4046153116676	10306071	2

**Anwendungs-
konzentration und
Einwirkzeiten:**

Wirksamkeit gemäß der aufgeführten Produkteigenschaften	2% - 15 Minuten
--	-----------------

Zusammensetzung: In 100 g sind enthalten:
Wirkstoffe: 7,5 g Dioctyldimethylammoniumchlorid.
Weitere Bestandteile: synergetische Additive, Hilfsstoffe, Duftstoffe,
Schaumregulatoren.

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIb

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Standzeit:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-AS Absauganlagen-Desinfektion 20170306