

ARNOMED NITRIL BLOSSOM ROSE



Rosa Nitril Handschuhe - RAINBOW SERIES

Pink Nitrile Gloves - RAINBOW SERIES

Produktbeschreibung

Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, rosa, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, pink, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen

Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen

Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril

ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile

Artikelbezeichnung Article Description	Größe Size	Farbe Colour	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/ VE Boxes/ PU
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	XS	Rosa Pink	100 Stück 100 pcs	385-XS	10 Boxen/Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	S	Rosa Pink	100 Stück 100 pcs	385-S	10 Boxen/Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	M	Rosa Pink	100 Stück 100 pcs	385-M	10 Boxen/Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	L	Rosa Pink	100 Stück 100 pcs	385-L	10 Boxen/Krt 10 boxes/crt

Qualitätssicherung

Quality Management

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen

CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B



Physikalische Eigenschaften

Physical Parameters

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm		Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			<i>Finger Finger</i>	<i>Hand Palm</i>		
XS	240	≤ 80	0,10 ± 0,02	0,07 ± 0,02	Vor Alterung Before Aging	
S	240	80 ± 10	0,10 ± 0,02	0,07 ± 0,02	6 N	600 %
M	240	95 ± 10	0,10 ± 0,02	0,07 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
L	240	110 ± 10	0,10 ± 0,02	0,07 ± 0,02	6 N	500 %

Letzte Änderungen

Last Changes

21.12.2022

