

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MyClean® DS OA Flowpack Desinfektionstücher ohne Alkohol

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher
- Größe: 28 x 30 cm
- Tränkflüssigkeit: MyClean® DS OA DGMH/VAH gelistet
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid (inkl. M.-terrae), levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Adeno- und SV40-Viren
- Gute Reinigungsleistung
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelle Trocknung
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas



**Anwendung:** MyClean® DS OA Flowpack alkoholfreie Desinfektionstücher, vorge-tränkt mit MyClean® DS OA Schnelldesinfektion ohne Alkohol. Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinisches Inventar. Insbesondere für empfindliche Oberflächen wie Acrylglas geeignet. Die Tücher sind aus Biocell hergestellt und zu 100 % biologisch abbaubar. Z-Faltung.

**Ausführung:** MyClean® DS OA Flowpack

Artikelbeschreibung	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	EAN	PZN	Pack./VE
Desinfektionstücher ohne Alkohol	28 x 30 cm	48 Blatt	79664	4046153122387	11887207	10

**Einwirkzeiten:**

Bakterizid, levurozid gemäß Gutachten nach DGHM/VAH sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40-Viren	konzentriert - 1 Minute
---	-------------------------

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

**Verwendbarkeit:** 2 Jahre

**Standzeit:** Maximal 28 Tage (fertige Gebrauchslösung)

**Symbole:**



MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany  
TD-MyClean-DS-OA-Flowpack-20180119