

ARNOMED NITRIL BLUE

Produktdaten

Product Specification

Produktbeschreibung

Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, blue, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Cost-effective alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen

Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen

Sizes

ARNOMED Nitrilhandschuhe puderfrei, unsteril

ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile

Artikelbezeichnung <i>Article Description</i>	Größe <i>Size</i>	Farbe <i>Colour</i>	Box-Inhalt <i>Content</i>	Art.-Nr. <i>REF</i>	Boxen/VE <i>boxes/PU</i>
Nitrilhandschuh <i>Nitril Gloves</i>	S	blau <i>blue</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	351-S	10
Nitrilhandschuh <i>Nitril Gloves</i>	M	blau <i>blue</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	351-M	10
Nitrilhandschuh <i>Nitril Gloves</i>	L	blau <i>blue</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	351-L	10
Nitrilhandschuh <i>Nitril Gloves</i>	XL	blau <i>blue</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	351-XL	10

Qualitätssicherung

Quality Management

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 420; EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Richtlinie 93/42/EWG Klasse I, Regulierung 2016/425


Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Directive 93/42/EEC Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Verwendbarkeit

Shelf Life

 5 Jahre

 5 years

Physikalische Eigenschaften

Physical Parameters

Größe <i>Size</i>	Länge in mm <i>Length in mm</i>	Breite in mm <i>Width in mm</i>	Wandstärke einzelne Wand in mm <i>Thickness single wall in mm</i>			Reißfestigkeit <i>Tensile strength</i>	Dehnbarkeit <i>Elasticity</i>	
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm			
S	240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Vor Alterung <i>Before Aging</i>	6 N	500 %
M	240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02			
L	240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Nach Alterung <i>After Aging</i>	6 N	400 %
XL	240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02			

Letzte Änderung: 28.10.2019
Last change:

