

ARNOMED NITRIL XTRA STRONG

Extra dicke Nitril Handschuhe Extra Thick Nitrile Gloves



Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, extra dick, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, extra thick, with textured finger-tips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril, extra dick

ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile, extra thick

Artikelname Article Name	Artikelbeschreibung Article Description	Größe Size	Farbe Colour	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/ VE Boxes/ PU
ARNOMED NITRIL XTRA STRONG	Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	S	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	352-S	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL XTRA STRONG	Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	M	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	352-M	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL XTRA STRONG	Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	L	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	352-L	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL XTRA STRONG	Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	XL	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	352-XL	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt

Qualitätssicherung Quality Management

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen

CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Lebensmittelunbedenklich

Food Safe



Physikalische Eigenschaften

Physical Parameters

ARNOWA

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm	Vor Alterung Before Aging	
S	240	≤ 80	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03		
M	240	95 ± 10	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	6 N	500 %
L	240	110 ± 10	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	Nach Alterung After Aging	
XL	240	≥ 110	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	6 N	400 %

Letzte Änderungen

Last Changes

29.11.2022



ARNOWA GmbH
Kugelbreite 30
D-33154 Salzkotten

Telefon: 05258 22 08 20
Telefax: 05258 22 08 299
E-Mail: info@arnowa.de
Web: www.arnowa.de