

ARNOMED NITRIL BLUE

Blaue Nitril Handschuhe Blue Nitrile Gloves



Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, blue, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril

ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile

Artikelbezeichnung Article Description	Größe Size	Farbe Colour	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/ VE Boxes/ PU
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	XS	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-XS	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	S	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-S	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	M	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-M	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	L	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-L	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	XL	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-XL	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	XXL	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-XXL	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt

Qualitätssicherung Quality Management

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen

CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425

Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B



Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm	Vor Alterung Before Aging	
XS	240	70 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02		
S	240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02		
M	240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	500 %
L	240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
XL	240	115 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02		
XXL	240	> 120	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02		
						6 N	400 %

Letzte Änderungen
Last Changes

21.12.2022

