

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – grip PF

#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuh aus Latex mit Polymerinnenbeschichtung, hell-beige, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.  
Single-use examination gloves made of latex with a polymer-inner-coating, light-beige, micro-roughened surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.  
Suitable for the use in food area, industry and medicine.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### MaiMed® – grip PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuh/ Latex gloves	XS	hell-beige/ light beige	100 Stk. / pcs.	74405	4046153024803	03307319	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	S	hell-beige/ light beige	100 Stk. / pcs.	74415	4046153024926	03307348	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	M	hell-beige/ light beige	100 Stk. / pcs.	74425	4046153025046	03307354	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	L	hell-beige/ light beige	100 Stk. / pcs.	74435	4046153025060	03307414	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	XL	hell-beige/ light beige	100 Stk. / pcs.	74445	4046153025084	03307437	10

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4  
AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level  
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	240	76 ± 3	min. 0,06	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 650 %
S	240	84 ± 3	min. 0,06	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02		
M	240	94 ± 3	min. 0,06	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	105 ± 3	min. 0,06	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	240	113 ± 3	min. 0,06	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 500 %

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)