

HOTGEN NASALER COVID-19 ANTIGEN-SCHNELLTEST

EINZELN VERPACKT, CE-ZERTIFIZIERT



62026

- NASALER COVID-19 ANTIGEN-SCHNELLTEST FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH
- CE-ZERTIFIZIERT
- PREISWERTER UND MOBILER TEST, DER ÜBERALL DURCHGEFÜHRT WERDEN KANN
- SCHNELLE UND AUSSAGEKRÄFTIGE ERGEBNISSE NACH 15 MINUTEN
- SENSITIVITÄT: 95,37% (POSITIVE TESTUNG)
- SPEZIFITÄT: 99,13% (NEGATIVE TESTUNG)
- EINFACHE UND ANGENEHME PROBENENTNAHME
- KEIN ANALYSEGERÄT UND KEIN LABOR ERFORDERLICH
- ENTHÄLT ALLE MATERIALIEN FÜR DIE AUSWERTUNG
- JEDES TESTSET EINZELN VERPACKT

Verkaufseinheit = 1 Test pro Pack | 320 Pack im Karton



VERWENDUNGSZWECK

Der immunchromatographische Test für den schnellen qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Virus-Antigen mittels anterior-nasaler Abstrichproben. Dieser Test ist für medizinische Laien als Selbsttest für Zuhause und unterwegs geeignet.

CE-ZERTIFIZIERUNG


In der Vergangenheit war für die Liantests eine Sonderzulassung der BfArM notwendig, um die Produkte in Deutschland zu verkaufen und anzuwenden. Diese Sonderzulassung galt als Übergangslösung bis zur ordentlichen CE-Zertifizierung und wird nun durch diese abgelöst.

LIEFERUMFANG


- SARS-CoV-2-Antigen-Testkassette
- Röhrchen mit Extraktionslösung 0,3 ml
- Steriler Einwegtupfer
- Entsorgungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

HINWEIS

Auch bei einem negativen Testergebnis sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten!




PROBENENTNAHME




PROBENBEHANDLUNG




PRÜFVERFAHREN



INTERPRETATION DES ERGEBNISSES



Negativ



Ungültig